

Roten till mycket ont kommer från fötterna. Air Foot Massager är din egen Zonterapeut där hemma.

**SVAR TILL DINA FÖTTER****Vad händer med mina fötter då jag använder Air Foot Massager?**

Om dina fötter är hårda så får du betydligt mjukare fötter, den arbetar med infraröd värme, massage och lufttryck. Resultatet efter 20 minuters behandling blir mjukare, varmare fötter. Dessutom förbättras blodgenomströmningen i hela kroppen.

**Kan min inflammation bli bättre av Air Foot Massager?**

Ja, den ökar och förbättrar blodgenomströmningen från dina fötter vilket påverkar hela kroppen Du får in syrefriskt blod till din inflammation vilket underlättar läkningsprocessen.

**Vad kan jag tänkas känna efter att jag använt produkten?**

Du kommer att känna en behaglig, värmande och avslappnande känsla, du kommer att känna lite "sockerdricks-känsla" i ben och fötter, en bra effekt av att blodcirkulationen kommit igång. Inom zonterapi så pratar man om ett antal triggerpunkter som finns i våra fötter, punkter som är avgörande för hur resten av vår kropp mår. Zonterapeuter i mitt arbete som är helt överens om att, "orsaken till mycket ont i kroppen kommer från våra fötter".

**Jag har väldigt ont i mitt knä och har svårt att hitta något som hjälper, kan Air Foot Massager vara bra för mig?**

Air Foot Massager ger positiva effekter i hela din kropp, även i dina ömma knän. Tack vare Air Foot Massagers tre behandlande delar, värme, lufttryck och massage, kommer blodgenomströmningen att förbättras även genom dina knän. Syrefriskt blod kommer igenom och trycker bort gamla slaggprodukter, och du får en förbättrad genom-läkning.



**ANVÄNDNING****När jag ska använda Air Foot Massager, hur gör man rent tekniskt?**

Air Foot Massager är mycket användarvänlig och enkel att hantera.

Koppla upp den till ett 220 volts uttag så startar den i standby läge, tryck sedan på antingen röd knapp på fjärrkontrollen eller röd knapp på displayen så börjar alla tre program att verka.

**ANVÄNDNING**

Du har tre alternativ på lufttryck: Lätt, Medel eller Kraftigt. Du har också möjlighet att välja en behandling efter dina önskemål. Du kan



stänga av lufttrycket från fjärrkontrollen på knappen tyst, så värmer och masserar zonerapiin foten. Vi rekommenderar att testa de olika alternativ som vår Air Foot Massager har. Start programmet som alltid går igång när du trycker på röd knapp ger dig bra och fullgod behandling.



När jag använder Air Foot Massager 121-FM, får jag behandling eller är det som en Massage eller är det mer både och?



När du använder vår Air Foot Massager 121-FM får du både massage och behandling.

De Zonterapeuter som testat vår produkt upplever att den ger en fullgod massage och att det är en riktig behandling, eller som en av dom uttryckte sig, "det här är så nära du kan komma en Zonterapeutisk behandling med en maskin".

#### ÖVRIG INFORMATION

- Rådfråga alltid din läkare om du har el-apparat som t.ex. Pacemaker innan användning.
- Vi garanterar inte att dina fötter blir bra av Air Foot Massager.
- Håll produkten borta från vatten.
- Överskrid aldrig programtiden på 20 minuter.
- 2 års garanti.
- Får endast användas med medföljande strömadapter.





**TrendRehab I Sverige AB**

**Segelgatan 1**

**904 20**

**Umea, Sweden**

**SE556852-690801**

**TrendRehab.se**

