

1. Tryck in adaptern i ditt strömuttag i väggen.
2. Tryck in nätsladden i maskinen.
3. Använd alltid produkten utan sockar, annars känns inte behandlingen.
4. Starta genom att trycka på den runda knappen längst ner till vänster.
5. Du kan använda produkten både med fjärrkontroll som medföljer, eller med hjälp av de knappar som sitter på maskinen.

Förklaring:

- Valet "Intensitet (fotsula)" besämmer styrkorna för din fotbehandling. Knapp – är svagare och knappen + är starkare. Totalt finns det 48 styrkor.
- Valet "Intensitet (kropp)" används för att behandla med de 4 Tens plattor som medföljer.
- Tens plattorna fäster du mot huden och de gör att du även kan behandla nacke/ axlar, ländrygg, ben och knä med.

ANVÄNDNING AV TENS-PLATTOR

1. Det medföljer 2 strömkablar och 4 stycken Tens-plattor.
2. Tryck in de 2 strömkablarna i maskinen. Uttagen sitter på främre delen av maskinen.
3. Tryck fast Tens-plattorna på strömkabelns fästpunkt.
4. Tag bort plasten på plattorna och lägg dom mot huden på det ställe du vill behandla.
5. Du styr denna behandlingen med valet "Intensitet (kropp)".
6. Du kan både sköta behandlingen med + och – knappen som sitter på maskinen, eller med fjärrkontrollen som medföljer.



PROGRAM

Program 0. Små djupa impulser.

Program 1. Behandlar i vågor på 5 sekunder, något mjukare än det föregående.

Program 2. Behandlar med en dragande kraft i konstanta röreser. Används för att bygga upp muskulatur.

Program 3. Lätta, intensiva impulser.

Program 4. Snabba dragande impulser, känns djupgående.

Program 5. Behandlar med ett jämt flöde.

Program 6. Behandlar fotsulan väldigt bra.

Program 7. Kraftig jämn impuls. Väldigt djupgående.

Program 8. Kommer åt vadmuskulaturen på ett bra sätt.

Program 9. Jobbar intensivt.





ÖVRIG INFORMATION

- Använd ej vid Pacemaker eller om du har annan elektronisk utrustning i kroppen.
- Håll borta från vatten.
- Håll oåtkomlig för barn.
- Behandla ej på områden där du har Cancer.
- **Får endast användas med medföljande strömadapter.**





ÖVRIGT INNEHÅLL

2 års garanti

TrendRehab I Sverige AB

SE556852-690801

Segelgatan 1

904 20

Umea, Sweden

